

# HEINE® iC2 Funduscope Quick Start Guide

## HEINE® iC2 Funduskop Kurzanleitung

1



Download the HEINE iC2 App in the App Store. Open the App, follow Quick Start.

*Download der HEINE iC2 App im App Store. Öffnen Sie die App und folgen Sie dem Quick Start.*

4



The HEINE iC2 switches off automatically after 30 seconds of inactivity. Switch off the iPhone\* to save energy.

*Das HEINE iC2 schaltet sich selbst automatisch nach 30 Sekunden Inaktivität aus. Schalten Sie das iPhone\* zum Energie sparen aus.*

2



Place the iPhone\* in the appropriate mobile phone case until it engages. Please make sure the camera is in the correct position.

*iPhone\* in die passende Schale einsetzen bis es einrastet. Bitte beachten, dass die Kamera an der richtigen Position ist.*

5



Charging the HEINE iC2 with the supplied USB cord. Completely charged after typ. 5.5h. The iPhone\* has to be charged separately.

*Laden Sie das HEINE iC2 mit dem mitgelieferten USB Kabel auf. Vollständig aufgeladen nach typ. 5,5h. Das iPhone\* muss separat geladen werden.*

3



Attach the mobile phone case to the HEINE iC2 by sliding it upwards until it engages.

*Einsetzen der Adapterschale auf das HEINE iC2 durch Hochschieben bis sie einrastet.*



# HEINE® iC2 Funduscope application situation

## HEINE® iC2 Funduskop Anwendungssituation



**1** Before the examination, adjust a refractive error of the patient via the diopter wheel.

*Stellen Sie eine Fehlsichtigkeit des Patienten vor der Untersuchung am Dioptrien-Drehrad ein.*



**2** Start the app and activate the image capture mode, push the trigger button on the device, the light has to be on. Position the device with a distance of approx. 10 cm to the patient's eye and monitor the eye to be examined on the display. A red reflex should be visible already. Approach the eye slowly until approx. 3 cm until fundus structures are identifiable on the display. The left hand stabilizes the instrument at the patient's head and may lift the upper eyelid.

*Aktivieren Sie den Aufnahmemodus in der App und am Gerät durch Drücken des Auslösers, das Licht muss an sein. Positionieren Sie das Gerät ungefähr mit 10 cm Abstand zum Patientenaug*

*und beobachten Sie über das Display das zu untersuchende Auge. Es sollte bereits ein roter Fundusreflex sichtbar sein. Nähern Sie sich langsam dem Auge bis auf ca. 3 cm an, bis auf dem Display Netzhautstrukturen erkennbar sind. Mit der linken Hand stabilisieren Sie das Instrument am Kopf des Patienten und heben bei Bedarf das Oberlid.*



**3** Activate the autofocus by tapping on the display or pushing the trigger button to the pressure point.

*Aktivieren Sie den Autofokus durch Antippen des Displays oder Drücken des Auslösers bis zum ersten Druckpunkt.*



**4** Take a foto by tapping on the trigger button in the display or pushing the trigger button on the device completely.

*Lösen Sie eine Aufnahme aus durch Antippen des Auslösers auf dem Display oder Drücken des Auslösers auf dem Gerät bis zum zweiten Druckpunkt.*



**5** In order to view the images, activate the display mode.

*Aktivieren Sie zum Anschauen der Fotos den Wiedergabemodus.*